

Attends® For Men





Attends - das System mit 10 Saugstärken bei Blasenschwäche und Inkontinenz

Attends For Men sind anatomisch geformte Einlagen speziell für Männer mit sehr leichter bis mittlerer Blasenschwäche.

Die Saugstärken 1 und 2 sind für Männer mit tropfenweisem Urinverlust.

Die Saugstärken 3 und 4 sind für Männer mit leichter bis mittlerer Blasenschwäche.



1 Anatomisch geformte Einlagen mit verbessertem Auslaufschutz und Tragekomfort speziell für Männer.

2 Mit Klebestreifen zur Befestigung in eng anliegender Unterwäsche. Für besseren Sitz und Auslaufschutz.

3 Stoffähnliche Rückseite für mehr Tragekomfort und Diskretion. Kein Rascheln.

4 Effiziente Geruchsbindung im Saugkern dank Odour Protection. Gerüche werden vermieden und der hautfreundliche pH-Wert bleibt erhalten.

1 Anatomisch geformte Einlagen mit verbessertem Auslaufschutz und Tragekomfort speziell für Männer.

2 Mit Klebestreifen zur Befestigung in eng anliegender Unterwäsche. Für besseren Sitz und Auslaufschutz.





3 Stoffähnliche, atmungsaktive Rückseite für mehr Tragekomfort und Diskretion. Kein Rascheln.

4 Leistungsfähiger Saugkern sorgt für Auslaufschutz, Geruchsbindung und ein trockenes Tragegefühl.

5 Spezielle Innenbündchen sorgen für zusätzlichen Auslaufschutz.

www.attends.de www.attends.at www.attends.ch

Attends For Men

	Stück / Beutel Stück / Karton Stück / Palette	EAN 7332152 Packung / Karton	PZN Packung/Karton	Hilfsmittelpositionsnummer	Außenseite Material	Saugkern Material	Innenseite Material	Auslaufsperrren	Klebestreifen	Geruchsbindung (Odour Protection)	Atmungsaktiv
Attends For Men 1	 25 4 x 25 80 x 4 x 25	410032 899561	2414757 2414817	-	Vliesschicht und Außenschicht, jeweils aus Polypropylen	Airlaid-Kern mit Superabsorber	Vlies	X	✓	✓	X
Attends For Men 2	 16 4 x 16 80 x 4 x 16	201787 201794	2414964 2414970	-	Vliesschicht und Außenschicht, jeweils aus Polypropylen	Airlaid-Kern mit Superabsorber	Vlies	X	✓	✓	X
Attends For Men 3	 14 12 x 14 21 x 12 x 14	205945 205952	7569186 7569192	15.25.01.5270	Vliesschicht und atmungsaktive Außenschicht, jeweils aus Polypropylen	Zellstoff, Superabsorber	Vlies	✓	✓	✓	✓
Attends For Men 4	 14 12 x 14 21 x 12 x 14	205969 205976	7569200 7569217	15.25.01.5271	Vliesschicht und atmungsaktive Außenschicht, jeweils aus Polypropylen	Zellstoff, Superabsorber	Vlies	✓	✓	✓	✓



Geruchsbindung Odour Protection

Im Saugkern wird der Urin gebunden und sicher eingeschlossen. Dadurch werden unangenehme Gerüche vermieden.



Atmungsaktiv

Die atmungsaktive Außenseite läßt die Luft zirkulieren, was zur Gesunderhaltung der Haut beiträgt.