


Attends® Pull-Ons Discreet



Attends - das System mit 10 Saugstärken bei Blasenschwäche und Inkontinenz

Attends Pull-Ons Discreet sind extra-dünne und sehr diskrete elastische Einmalhosen, die wie Unterwäsche an- und ausgezogen werden können. Bei leichter Blasenschwäche.



- 1** Weiße textilähnliche Außenseite für Tragekomfort und Diskretion.
- 2** Elastischer, atmungsaktiver Hüftbund für optimalen Sitz, Auslaufschutz und Tragekomfort.
- 3** Das Produkt kann nach Gebrauch zur Entsorgung an den Seitennähten aufgerissen werden.
- 4** Mit geformten Beinbündchen für bestmöglichen Sitz und Auslaufschutz.
- 5** Anatomisch geformter Saugkern für eine bequeme Passform.
- 6** Leistungsfähiger Saugkern sorgt für Auslaufschutz, Geruchsbindung und ein trockenes Tragegefühl.
- 7** Größe und Saugstärke sind diskret auf der Außenseite aufgedruckt.

www.attends.de www.attends.at www.attends.ch

		Stück / Beutel Stück / Karton Stück / Palette	EAN 7332152 Packung / Karton	PZN Packung / Karton	Bauch- / Hüftumfang in cm	Außenseite Material	Saugkern Material	Innenseite Material	Elastische Seitenbündchen	Geruchsbindung (Odour Protection)	Atmungsaktiv	Quick-Dry
3	Attends Pull-Ons Discreet Medium 	12 8 x 12 36 x 8 x 12	205020 205037	9193041 9193058	75 - 110	Vliesschicht aus Polypropylen und Außenschicht aus Polyethylen	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓
	Attends Pull-Ons Discreet Large 	10 8 x 10 30 x 8 x 10	205044 205051	9193064 9193070	95 - 125	Vliesschicht aus Polypropylen und Außenschicht aus Polyethylen	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓



Quick-Dry

Die Quick-Dry-Technologie wirkt direkt unterhalb der Vliesoberfläche des Produktes. Sie nimmt Urin schnell auf und leitet ihn von der Haut weg in den Saugkern. Dort wird der Urin sicher gebunden und eingeschlossen und somit die Haut vor Rücknässe geschützt - zur Gesunderhaltung der Haut. Das Produkt kann mehrere Flüssigkeitsschübe zuverlässig aufnehmen - für optimalen Auslaufschutz.



Geruchsbindung Odour Protection

Im Saugkern wird der Urin gebunden und sicher eingeschlossen. Dadurch wird das Entstehen unangenehmer Gerüche verhindert.



Atmungsaktiv

Atmungsaktives Material lässt die Luft zirkulieren, was zur Gesunderhaltung der Haut beiträgt.