



Ihr Produktkompass für die häusliche Pflege

Das Attends Sortiment bei Blasenschwäche
und Inkontinenz

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Personenbezeichnungen. Selbstverständlich meinen wir alle Geschlechter.

Wir sind gerne persönlich für Sie da.

Unser Beratungstelefon
für Privatpersonen:

 **06196/5089-522**

Mo bis Fr 7:30 bis 20:00 Uhr

 **beratung@attends.de**

Live-Chat auf:

 **www.attends.de**



Die Attends Markenqualität

Rundum gut und nachhaltig versorgt bei Inkontinenz

Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung in der Inkontinenz-Versorgung wissen wir, wie wichtig es Menschen mit Inkontinenz ist, sich sicher und geschützt zu fühlen. Pflegekräfte und pflegende Angehörige schätzen einfache Handhabung und Zuverlässigkeit bei der Inkontinenz-Versorgung. Deshalb entwickeln wir Qualitätsprodukte, denen Sie vertrauen können.

Unser hochspezialisiertes Angebot reicht von diskreten Einlagen für leichte Blasenschwäche bis zu Vorlagen und Einmalhosen für sehr starke Inkontinenz. Zu unserem Sortiment gehören auch speziell entwickelte Hautpflegeprodukte.

Informieren Sie sich in diesem Produktkompass über unsere verschiedenen Produkte und ihre Vorteile. So finden Sie schnell das passende Produkt für die Person, um die Sie sich kümmern.

Der erste Schritt:

Welche Saugstärke ist die richtige?

Bei der Wahl des Produkts kommt es zuallererst darauf an, dass Sie die passende Saugstärke finden. Unser Attends Nummernsystem hilft Ihnen dabei: Je höher die Zahl bzw. die Anzahl der Tropfen, desto saugstärker ist das Produkt.

So wenig wie möglich, so viel wie nötig!

Wenn Sie bei der Saugstärke unsicher sind, probieren Sie zunächst ein Produkt mit einer geringeren Saugstärke. Reicht das nicht, wechseln Sie zur nächsthöheren Stärke.

Wir sind gerne persönlich für Sie da.

Unser Beratungstelefon
für Privatpersonen:

 **06196/5089-522**

Mo bis Fr 7:30 bis 20:00 Uhr

 **beratung@attends.de**

Live-Chat auf:

 **www.attends.de**

URINVERLUST	DAS IST DIE SITUATION
 LEICHT (ca. 50 bis 200 ml) Saugstärken 0 – 3	Nachtröpfeln nach dem Toiletten- gang. Urinabgang, tropfenweise oder in kleinen Schüben, z. B. beim Niesen, Husten, Lachen, schweren Heben.
 MITTEL (ca. 200 bis 500 ml) Saugstärken 4 – 5	Größere Urinabgänge, schub- oder schwallartig. Nicht unterdrückbarer Harndrang. Die Toilette wird nicht rechtzeitig erreicht.
 STARK (ab ca. 500 ml) Saugstärken 6 – 10	Große Abgänge von Urin oder unkontrollierbare Blasenent- leerungen, auch in der Nacht. Eventuell unwillkürlicher Stuhl- abgang.

Der zweite Schritt:

Welches Produkt ist das passende?

BV BASISVERSORGUNG

Die Krankenkassen übernehmen die Erstattung der gekennzeichneten Produkte, sofern eine ärztliche Verordnung vorliegt.

KOMFORTVERSORGUNG

Höherwertige Produkte, die das Maß des Notwendigen überschreiten, erfordern eine Aufzahlung.

SAUGSTÄRKEN	LEICHT				MITTEL		STARK				
	0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 
MEN											
LADY											
SOFT/EINLAGEN											
PULL-ONS											
CONTOURS REGULAR											
CONTOURS AIR COMFORT											
SLIPS REGULAR											
SLIPS CLASSIC											
SLIPS ACTIVE											
ADJUSTABLE											
FLEX											

Zuzahlung: Für Versorgungen auf Basis einer ärztlichen Verordnung fällt ab dem vollendeten 18. Lebensjahr eine gesetzliche Zuzahlung in Höhe von 10% des Erstattungsbetrags an, sofern keine Befreiung seitens der Krankenkasse vorliegt.

Attends® MEN

Inkontinenz-Schutz speziell für den Mann



Attends Men sind saugfähige Einlagen in verschiedenen Formen und Saugstärken speziell für Männer. Klebestreifen sorgen für einen sicheren Sitz in der Unterwäsche. Sie sind bei sehr leichter bis mittlerer Harninkontinenz geeignet.

Außerdem gibt es eine saugfähige Einmal-Unterwäsche für leichte bis mittlere Inkontinenz. Zum einfachen An- und Ausziehen. In Schwarz.



Hautverträglichkeit
bestätigt von
SGS proderm GmbH,
Institut für Angewandte
Dermatologische
Forschung



Quick-Dry*
für schnelle Flüssigkeits-
aufnahme und Trockenheit



Aktivzone*
für extra Saugfähigkeit
im Schrittbereich



Geruchsbindung
schützt vor unangenehmen
Gerüchen




Atmungsaktiv
für angenehmen
Tragekomfort

* bei Attends Men



So geht's (Einlagen)



Entfernen Sie den Abziehstreifen auf der Rückseite.

Befestigen Sie die Einlage mit dem breiten Teil nach vorne an der Unterwäsche.

Nach Gebrauch rollen Sie das Produkt zusammen und entsorgen Sie es im Restmüll.

Erhältliche Saugstärken

LEICHT				MITTEL		STARK				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○						

Einfach auswählen und bestellen:
siehe nächste Seite



Produkt und Saugstärke			Länge in cm	Stückzahl		GTIN		Saugleistung nach MDS in g	Hilfsmittel- Positions-Nr.
				Packung	Karton	Packung	Karton		
FOR MEN	1		18	25	4 x 25	7393958 410032	7393958 899561	-	-
FOR MEN	2		18	16	4 x 16	7332152 201787	7332152 201794	-	-
MEN Protective Absorbent Shield	2		27	15	6 x 15	7332152 212783	7332152 212790	-	n. n.
MEN Protective Absorbent Shield	3		27	10	6 x 10	7332152 212806	7332152 212813	-	n. n.
FOR MEN	3		29	14	12 x 14	7332152 205945	7332152 205952	301	15.25.30.5033
FOR MEN	4		29	14	12 x 14	7332152 205969	7332152 205976	357	15.25.30.5034

Produkt und Saugstärke		Größe	Bauch-/ Hüft- umfang in cm	Stückzahl		GTIN		Saugleistung nach MDS in g	Hilfsmittel- Positions-Nr.
				Packung	Karton	Packung	Karton		
 MEN Protective Underwear	3	M	80-110	10	6 x 10	7332152 212547	7332152 212721	544	n. n.
		L	100-140	10	6 x 10	7332152 212554	7332152 212738	549	n. n.

Attends For Men 1 und 2 können auf private Rechnung erworben werden.

Alle sonstigen Männerprodukte zählen zur Komfortversorgung und sind gegen eine wirtschaftliche Aufzahlung erhältlich – siehe Übersicht auf den Seiten 4/5.

Für Bestellungen oder zur Beratung erreichen Sie uns als Privatperson unter:

 **06196/5089-522**

Attends[®] LADY

Inkontinenz-Schutz speziell für die Frau



Attends Lady Night Pad sind weiche, sehr saugfähige Einlagen speziell für die Nacht. Sie sind hinten breiter und sorgen für zusätzlichen Schutz im Liegen. Sie sind bei mittlerer bis starker Harninkontinenz geeignet.

Außerdem gibt es eine saugfähige Einmal-Unterwäsche für leichte bis mittlere Inkontinenz. Zum einfachen An- und Ausziehen. In Schwarz.



Hautverträglichkeit
bestätigt von
SGS proderm GmbH,
Institut für Angewandte
Dermatologische
Forschung



Quick-Dry
für schnelle Flüssigkeits-
aufnahme und Trockenheit



Aktivzone
für extra Saugfähigkeit
im Schrittbereich




Geruchsbindung
schützt vor unangenehmen
Gerüchen



Atmungsaktiv
für angenehmen
Tragekomfort



So geht's (Einlage)



Entfernen Sie den Abziehstreifen auf der Rückseite.

Befestigen Sie die Einlage in der Unterwäsche. Die Wäsche sollte möglichst eng anliegen.

Nach Gebrauch rollen Sie das Produkt zusammen und entsorgen Sie es im Restmüll.

Erhältliche Saugstärken

LEICHT				MITTEL		STARK				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
										

Einfach auswählen und bestellen:
siehe nächste Seite



Produkt und Saugstärke		Länge in cm	Stückzahl		GTIN		Saugleistung nach MDS in g	Hilfsmittel- Positions-Nr.
			Packung	Karton	Packung	Karton		
 LADY Night Pad	6	38	30	4 x 30	7332152 211922	7332152 211939	574	15.25.30.0014

Produkt und Saugstärke		Größe	Bauch-/ Hüftumfang in cm	Stückzahl		GTIN		Saugleistung nach MDS in g	Hilfsmittel- Positions-Nr.
				Packung	Karton	Packung	Karton		
 LADY Discreet Underwear	3	M	80-110	10	6 x 10	7332152 212561	7332152 212745	538	n. n.
		L	100-140	10	6 x 10	7332152 212578	7332152 212752	591	n. n.

Attends Lady Produkte zählen zur Komfortversorgung und sind gegen eine wirtschaftliche Aufzahlung erhältlich – siehe Übersicht auf den Seiten 4/5.

Für Bestellungen oder zur Beratung erreichen Sie uns als Privatperson unter:

 **06196/5089-522**

Attends® SOFT

Einlagen bei Harninkontinenz -
diskret und saugfähig



Attends Soft sind saugfähige und besonders diskrete Einlagen, die auch für empfindliche Haut geeignet sind. Sie sind bei sehr leichter bis starker Harninkontinenz geeignet. In den hohen Saugstärken bieten sie eine Alternative zu herkömmlichen Vorlagen.



Hautverträglichkeit
bestätigt von
SGS proderm GmbH,
Institut für Angewandte
Dermatologische
Forschung



Quick-Dry
für schnelle Flüssigkeits-
aufnahme und Trockenheit



Geruchsbindung
schützt vor unangenehmen
Gerüchen



Extra weiche Oberseite
für ein sanftes Hautgefühl




Aktivzone
für extra Saugfähigkeit im
Schrittbereich (2 bis 7)



100 % Atmungsaktiv
für angenehmen
Tragekomfort

So geht's



Entfernen Sie den Abziehstreifen auf
der Rückseite.

Befestigen Sie die Einlage in der Unterwäsche.
Die Wäsche sollte möglichst eng anliegen.

Nach Gebrauch rollen Sie das Produkt zusammen
und entsorgen Sie es im Restmüll.

Erhältliche Saugstärken

LEICHT				MITTEL		STARK				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
○○○○○ ○○○○○	○○○○○ ○○○○○	○○○○○ ○○○○○	○○○○○ ○○○○○	○○○○○ ○○○○○	○○○○○ ○○○○○	○○○○○ ○○○○○	○○○○○ ○○○○○			

Einfach auswählen und bestellen:
siehe nächste Seite



Produkt und Saugstärke			Länge in cm	Stückzahl		GTIN		Saugleistung nach MDS in g	Hilfsmittel- Positions-Nr.
				Packung	Karton	Packung	Karton		
SOFT	0	ULTRA MINI	20,5	28	8 x 28	7332152 205068	7332152 205075	-	-
	1	MINI	21,5	20	12 x 20	7332152 204542	7332152 205327	154	-
		MINI LONG	27,5	16	12 x 16	7332152 204566	7332152 204863	126	-
	2	NORMAL ^{BV}	26,5	30	4 x 30	7332152 208236	7332152 212684	175	15.25.30.5114
	3	EXTRA	32,5	30	3 x 30	7332152 208250	7332152 212691	234	15.25.30.5085
		EXTRA PLUS	36,5	30	3 x 30	7332152 212707	7332152 212714	328	15.25.30.5019
	4	SUPER	38,5	46	3 x 46	7332152 204740	7332152 207673	413	15.25.30.5018
	5		47,5	38	4 x 38	7332152 204764	7332152 204771	462	15.25.30.0001
	6		47,5	38	4 x 38	7332152 204788	7332152 204795	554	15.25.30.0002
	7		47,5	34	4 x 34	7332152 204801	7332152 204818	665	15.25.30.1002

	3	ATTENDS 3 EXTRA ^{BV}	32	20	6 x 20	7332152 208328	7332152 208335	-	15.25.30.5083
--	---	----------------------------------	----	----	--------	----------------	----------------	---	---------------

^{BV} **Attends Soft 2 Normal und
Attends 3 Extra** zählen zur
Basisversorgung.

Alle weiteren **Attends Soft** zählen
zur Komfortversorgung und sind
gegen eine wirtschaftliche Auf-
zahlung erhältlich – siehe Übersicht
auf den Seiten 4/5.

Für Bestellungen oder zur Beratung
erreichen Sie uns als Privatperson unter:

 **06196/5089-522**

Attends® PULL-ONS

Einmalhosen – bequem wie Unterwäsche



Attends Pull-Ons sind weiche und diskrete saugstarke Einmalhosen, die sich wie Unterwäsche anfühlen. Sie können ganz einfach an- und wieder ausgezogen werden und sind bei leichter, mittlerer oder starker Inkontinenz geeignet.



Hautverträglichkeit
bestätigt von
SGS proderm GmbH,
Institut für Angewandte
Dermatologische
Forschung



Quick-Dry
für schnelle Flüssigkeits-
aufnahme und Trockenheit



Geruchsbindung
schützt vor unangenehmen
Gerüchen



Nässe-Indikator
zeigt an, wann ein Produkt-
wechsel nötig ist




Aktivzone
für extra Saugfähigkeit
im Schrittbereich



100 % Atmungsaktiv
für rundum angenehmen
Tragekomfort

So geht's



Ziehen Sie die Einmalhose an – und aus – wie normale Unterwäsche.

Der körpernahe Sitz sorgt für zuverlässigen Schutz.

Wenn das Produkt gewechselt werden muss, ziehen Sie es nach unten aus oder reißen Sie es an den Seitennähten auf.

Erhältliche Saugstärken

LEICHT					MITTEL		STARK			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			●●●●	●●●●		●●●●		●●●●		●●●●

Einfach auswählen und bestellen:
siehe nächste Seite



Produkt und Saugstärke		Größe	Bauch-/ Hüftumfang in cm	Stückzahl		GTIN		Saugleistung nach MDS in g	Hilfsmittel- Positions-Nr.
				Packung	Karton	Packung	Karton		
PULL-ONS DISCREET Underwear	3	M	80–110	10	6 x 10	7332152 212585	7332152 212769	535	n. n.
		L	100–140	10	6 x 10	7332152 212592	7332152 212776	554	n. n.
PULL-ONS	4	S	60–90	22	4 x 22	7332152 211731	7332152 211748	594	15.25.31.0049
		M	80–110	22	4 x 22	7332152 211779	7332152 211786	587	15.25.31.1032
		L	100–140	22	4 x 22	7332152 211816	7332152 211823	586	15.25.31.2036
		XL	130–170	18	4 x 18	7332152 211854	7332152 211861	606	15.25.31.2037
	6	XXS	38–55	21	4 x 21	7332152 211946	7332152 211953	876	15.25.31.3005
		XS	45–60	22	4 x 22	7332152 211960	7332152 211977	780	15.25.31.3004
		S	60–90	18	4 x 18	7332152 211755	7332152 211762	793	15.25.31.3058
		M	80–110	18	4 x 18	7332152 211793	7332152 211809	765	15.25.31.4093
		L	100–140	18	4 x 18	7332152 211830	7332152 211847	782	15.25.31.5087
		XL	130–170	16	4 x 16	7332152 211878	7332152 211885	800	15.25.31.5088
	8	S	60–90	16	4 x 16	7332152 207321	7332152 207338	1172	15.25.31.6001
		M	80–110	16	4 x 16	7332152 207383	7332152 207406	1149	15.25.31.7007
		L	100–140	16	4 x 16	7332152 207451	7332152 207468	1130	15.25.31.8020
		XL	130–170	14	4 x 14	7332152 204344	7332152 204351	1128	15.25.31.8126
	10	M	80–110	14	4 x 14	7332152 208403	7332152 208410	1474	15.25.31.7143
		L	100–140	14	4 x 14	7332152 208427	7332152 208434	1342	15.25.31.8343
		XL	130–170	14	4 x 14	7332152 209400	7332152 209417	1336	15.25.31.8342

Attends Pull-Ons zählen zur Komfortversorgung und sind gegen eine wirtschaftliche Aufzahlung erhältlich – siehe Übersicht auf den Seiten 4/5.

Für Bestellungen oder zur Beratung erreichen Sie uns als Privatperson unter:

 **06196/5089-522**

Attends® CONTOURS

Anatomisch geformte Vorlagen



Attends Contours sind anatomisch geformte Vorlagen. Sie werden mit den passenden Fixierhosen sicher am Körper gehalten. Dank der offenen Seiten lassen sie besonders viel Luft an die Haut. Sie sind bei mittlerer bis sehr starker Harn- und/oder Stuhlinkontinenz geeignet.



Hautverträglichkeit
bestätigt von
SGS proderm GmbH,
Institut für Angewandte
Dermatologische
Forschung



Quick-Dry
für schnelle Flüssigkeits-
aufnahme und Trockenheit



100 % Atmungsaktiv*
für angenehmen
Tragekomfort



Geruchsbindung
schützt vor unangenehmen
Gerüchen




Nässe-Indikator
zeigt an, wann ein Produkt-
wechsel nötig ist

* bei Attends Air Comfort



So geht's



Falten Sie die Vorlage auf und formen Sie sie in Längsrichtung zu einem „Schiffchen“. Legen Sie die Vorlage von vorne nach hinten so ein, dass die breite Fläche am Gesäß sitzt.

Streichen Sie die Vorlage am Körper glatt. Ziehen Sie nun die Fixierhose darüber.

Die Außenseite der Vorlage darf nicht nach innen eingeschlagen sein. Die Vorlage sollte zwischen den Beinen dicht anliegen und vollständig von der Fixierhose bedeckt sein.

Erhältliche Saugstärken

LEICHT					MITTEL		STARK				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	

Einfach auswählen und bestellen:
siehe nächste Seite



Produkt und Saugstärke		Länge in cm	Stückzahl		GTIN		Saugleistung nach MDS in g	Hilfsmittel- Positions-Nr.
			Packung	Karton	Packung	Karton		
CONTOURS REGULAR	6 BV	58	35	4 x 35	7332152 201244	7332152 201251	671	15.25.30.1005
	7	58	28	4 x 28	7332152 201268	7332152 201275	862	15.25.30.1006
	8 BV	65	28	4 x 28	7332152 201282	7332152 201299	1167	15.25.30.2024
	9	70	28	4 x 28	7332152 201305	7332152 201312	1364	15.25.30.2004
	10	78	21	4 x 21	7332152 205525	7332152 205532	1654	15.25.30.2005

Textilartige Außenseite								
CONTOURS AIR COMFORT	6 BV	58	35	4 x 35	7332152 203781	7332152 203798	656	15.25.30.1003
	7	58	28	4 x 28	7332152 203804	7332152 203811	829	15.25.30.1004
	8 BV	65	28	4 x 28	7332152 203828	7332152 203835	1132	15.25.30.2001
	9	70	28	4 x 28	7332152 203842	7332152 203859	1299	15.25.30.2002
	10	78	21	4 x 21	7332152 205549	7332152 205556	1612	15.25.30.2003

BV **Attends Contours Regular 6 & 8** und **Attends Contours Air Comfort 6 & 8** zählen zur Basisversorgung.

Einige **Attends Contours Regular** und **Attends Contours Air Comfort** zählen zur Komfortversorgung und sind gegen eine wirtschaftliche Aufzahlung erhältlich - siehe Übersicht auf den Seiten 4/5.

Fixierhosen für den sicheren Sitz der Vorlagen: **Attends Stretch Pants** finden Sie auf der nächsten Seite.



Für Bestellungen oder zur Beratung erreichen Sie uns als Privatperson unter:

 **06196/5089-522**

Attends® STRETCH PANTS

Fixierhosen - für einen sicheren Sitz



Produkt	Größe	Bauch-/ Hüftumfang in cm	Stückzahl		Hilfsmittel- Positions-Nr.
			Packung	Karton	
STRETCH PANTS REGULAR	S 	40-80	3	-	15.25.02.0096
	M 	70-100	3	-	15.25.02.0095
	L 	90-120	3	-	15.25.02.1103
	XL 	110-135	3	-	15.25.02.1102
	XXL 	110-160	3	-	15.25.02.1108



Attends Stretch Pants Regular
Einfache Netzhosen zur Fixierung von Inkontinenz-Einlagen. Das elastische Material ist bei 60°C mehrmals waschbar.

STRETCH PANTS	S	40-80	15	12 x 15	15.25.02.0055
	M	70-100	15	12 x 15	15.25.02.0001
	L	90-120	15	12 x 15	15.25.02.1054
	XL	110-135	15	10 x 15	15.25.02.1008
	XXL	>130	15	10 x 15	15.25.02.1101
	XXXL	>145	15	10 x 15	15.25.02.1159



Attends Stretch Pants
Komfortable, elastische Fixierhosen mit Beinansatz. Tragegefühl und Optik wie Feinstrumpfware und ca. 25-mal bei 60°C waschbar.

STRETCH PANTS COMFORT	S	<80	3	12 x 3	15.25.02.0098
	M	70-100	3	12 x 3	15.25.02.0097
	L	90-120	3	12 x 3	15.25.02.1105
	XL	>110	3	12 x 3	15.25.02.1104
	XXXL	>150	3	12 x 3	15.25.02.1138



Attends Stretch Pants Comfort
Hochwertige, lang haltbare Fixierhosen in Unterwäsche-Optik mit kurzem Beinansatz. Das weiche Material ist blickdicht und bis zu 100-mal bei 60°C waschbar.

 **Attends Stretch Pants Regular** zählen zur Basisversorgung.

Attends Stretch Pants und **Attends Stretch Pants Comfort** zählen zur Komfortversorgung und sind gegen eine wirtschaftliche Aufzahlung erhältlich - siehe Übersicht auf den Seiten 4/5.

Für Bestellungen oder zur Beratung erreichen Sie uns als Privatperson unter:

 **06196/5089-522**

Attends® SLIP

Rundumschutz bei starker Inkontinenz



Attends Slips sind saugfähige und zuverlässige Einmal-Slips zum Verschließen und mit Nässe-Indikator. Sie lassen sich einfach anlegen und sind deshalb auch für Pflegesituationen zu empfehlen. Sie sind bei starker bis sehr starker Harn- und Stuhlinkontinenz geeignet. Es gibt sie in den Ausführungen Slip Regular, Slip Classic und Slip Active.



Hautverträglichkeit
bestätigt von
SGS proderm GmbH,
Institut für Angewandte
Dermatologische
Forschung



Quick-Dry
für schnelle Flüssigkeits-
aufnahme und Trockenheit



Geruchsbindung
schützt vor unangenehmen
Gerüchen



Nässe-Indikator
zeigt an, wann ein Produkt-
wechsel nötig ist



Aktivzone
für extra Saugfähigkeit
im Schrittbereich




Atmungsaktive Materialien
für angenehmen
Tragekomfort

Erhältliche Saugstärken

LEICHT				MITTEL		STARK				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								●●●●	●●●●	●●●●

So geht's (Slip Regular & Slip Classic)



Formen Sie den aufsaugenden Teil des Produkts vorsichtig in Längsrichtung zu einem „Schiffchen“, damit sich die Auslaufsperrern im Inneren aufrichten.

Führen Sie den in Längsrichtung gefalteten Attends Slip Classic von vorne nach hinten zwischen den Beinen durch. Das Ende mit den Klebestreifen kommt hinten ans Gesäß. Der gelbe Nässe-Indikator auf der Rückseite sitzt dabei mittig – entlang der Wirbelsäule.

Halten Sie die Vorderseite des Slips fest und fixieren Sie die Klebestreifen.

Befestigen Sie zuerst die unteren Klebestreifen leicht schräg nach oben für einen angenehm straffen Sitz. Danach fixieren Sie die oberen Klebestreifen leicht schräg nach unten. Beim Entfernen des Slips ziehen Sie den weißen Klebestreifen vom blauen ab.

Einfach auswählen und bestellen:
siehe nächste Seite



Produkt und Saugstärke		Größe	Bauch-/ Hüftumfang in cm	Stückzahl		GTIN		Saugleistung nach MDS in g	Hilfsmittel- Positions-Nr.
				Packung	Karton	Packung	Karton		
SLIP REGULAR	8	M	80-110	28	4 x 28	7332152 203682	7332152 203699	892	15.25.31.4015
		L	100-150	28	4 x 28	7332152 203705	7332152 203712	1028	15.25.31.5013
	9	XS	40-70	32	4 x 32	7332152 208182	7332152 208199	711	15.25.31.0022
		S	50-85	21	4 x 21	7332152 208106	7332152 208113	867	15.25.31.3009
		M	80-110	28	4 x 28	7332152 203316	7332152 203323	1018	15.25.31.7013
		L	100-150	28	4 x 28	7332152 203330	7332152 203347	1295	15.25.31.8028
	10	S	50-85	21	4 x 21	7332152 208120	7332152 208137	1111	15.25.31.6003
		M	80-110	26	4 x 26	7332152 207680	7332152 207697	1320	15.25.31.7012
		L	100-150	26	2 x 26	7332152 207659	7332152 207666	1587	15.25.31.8029
		XL	150-175	14	4 x 14	7332152 207635	7332152 207642	1523	15.25.31.8003
SLIP CLASSIC	10	M	80-115	15	4 x 15	7332152 211984	7332152 211991	1459	15.25.31.7147
		L	115-150	15	4 x 15	7332152 212004	7332152 212011	1843	15.25.31.8345
		XL	150-175	15	4 x 15	7332152 212028	7332152 212035	1894	15.25.31.8346
SLIP ACTIVE	8	M	75-110	28	4 x 28	7332152 200728	7332152 200735	951	15.25.31.4006
		L	100-145	28	4 x 28	7332152 201329	7332152 201336	1165	15.25.31.8034
	9	M	75-110	28	4 x 28	7332152 201503	7332152 201510	1039	15.25.31.7005
		L	100-145	28	4 x 28	7332152 201381	7332152 201398	1223	15.25.31.8019
	10	M	75-110	28	4 x 28	7332152 201404	7332152 201411	1438	15.25.31.7006
		L	100-145	28	4 x 28	7332152 201428	7332152 201435	1578	15.25.31.8127

Attends Slip Regular 8 M/8 L und **Attends Slip Regular 9 XS/9 S** sowie **Attends Slip Active 8 M/8 L** zählen zur Basisversorgung.

Einige **Attends Slip** zählen zur Komfortversorgung und sind gegen eine wirtschaftliche Aufzahlung erhältlich – siehe Übersicht auf den Seiten 4/5.

Für Bestellungen oder zur Beratung erreichen Sie uns als Privatperson unter:

06196/5089-522

Attends® ADJUSTABLE

Elastische Passform



Attends Adjustable sind leistungsstarke Einmal-Slips mit elastischen Seiten. Dadurch schmiegen sie sich dem Körper besonders gut an. Sie können auch im geschlossenen Zustand an- und ausgezogen werden. Sie sind für Personen mit sehr starker Harn- und/oder Stuhlinkontinenz geeignet.



Hautverträglichkeit
bestätigt von
SGS proderm GmbH,
Institut für Angewandte
Dermatologische
Forschung



Quick-Dry
für schnelle Flüssigkeits-
aufnahme und Trockenheit



Aktivzone
für extra Saugfähigkeit
im Schrittbereich



Geruchsbindung
schützt vor unangenehmen
Gerüchen




Atmungsaktiv
für angenehmen
Tragekomfort



Nässe-Indikator
zeigt an, wann ein Produkt-
wechsel nötig ist

So geht's



Falten Sie die Seitenflügel auseinander. Falten Sie die Vorlage auf und formen Sie sie in Längsrichtung zu einem „Schiffchen“. Sie können auf einer Seite den Klettverschluss schließen, bevor Sie das Produkt anlegen.

Stecken Sie ein Bein durch den geschlossenen Beinausschnitt. Ziehen Sie das Produkt vollständig bis zur Hüfte hoch und verschließen Sie es fest mit dem zweiten Klettverschluss.

Die Klettverschlüsse können Sie bei Bedarf erneut öffnen, korrigieren und wieder verschließen. Das Produkt sollte eng am Körper anliegen, aber nicht unangenehm straff sitzen.

Erhältliche Saugstärken

LEICHT				MITTEL		STARK				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Einfach auswählen und bestellen:
siehe nächste Seite



Produkt und Saugstärke		Größe	Bauch-/ Hüftumfang in cm	Stückzahl		GTIN		Saugleistung nach MDS in g	Hilfsmittel- Positions-Nr.
				Packung	Karton	Packung	Karton		
ADJUSTABLE	10	M	80–110	21	4 x 21	7332152 206447	7332152 206454	1307	15.25.31.7011
		L	100–140	21	4 x 21	7332152 206461	7332152 206652	1307	15.25.31.8027

Attends Adjustable zählen zur Komfortversorgung und sind gegen eine wirtschaftliche Aufzahlung erhältlich – siehe Übersicht auf den Seiten 4/5.

Für Bestellungen oder zur Beratung erreichen Sie uns als Privatperson unter:

 **06196/5089-522**

Attends® FLEX

Rundumschutz einfach angelegt



Attends Flex sind Einmal-Slips mit praktischem Hüftgürtel für aktive und mobile Personen. Sie können selbstständig, ohne fremde Hilfe – auch im Stehen angelegt werden. Sie sind bei starker bis sehr starker Harn- und Stuhlinkontinenz geeignet.



Hautverträglichkeit
bestätigt von
SGS proderm GmbH,
Institut für Angewandte
Dermatologische
Forschung



Quick-Dry
für schnelle Flüssigkeits-
aufnahme und Trockenheit



Aktivzone
für extra Saugfähigkeit
im Schrittbereich



Geruchsbindung
schützt vor unangenehmen
Gerüchen



Atmungsaktive Materialien
für angenehmen
Tragekomfort




Nässe-Indikator
zeigt an, wann ein Produkt-
wechsel nötig ist

Erhältliche Saugstärken

LEICHT				MITTEL		STARK				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								●●●●	●●●●	●●●●



So geht's



Öffnen Sie das Produkt und falten Sie den Hüftgürtel vollständig auseinander. Formen Sie den aufsaugenden Teil in Längsrichtung zu einem „Schiffchen“.

Legen Sie zunächst den Gürtel um die Hüfte und verschließen Sie ihn.

Führen Sie die saugende Vorlage nun zwischen den Beinen von hinten nach vorne.

Fixieren Sie sie mithilfe der Klettunkte am Hüftgürtel und drücken Sie sie nochmals fest an.

Einfach auswählen und bestellen:
siehe nächste Seite



Produkt und Saugstärke		Größe	Bauch-/ Hüftumfang in cm	Stückzahl		GTIN		Saugleistung nach MDS in g	Hilfsmittel- Positions-Nr.
				Packung	Karton	Packung	Karton		
FLEX	8	S	60-85	28	4 x 28	7332152 206713	7332152 206720	710	15.25.31.0006
		M	75-105	28	4 x 28	7332152 206775	7332152 206782	895	15.25.31.4009
		L	85-125	28	4 x 28	7332152 206836	7332152 206843	1098	15.25.31.8032
		XL	100-155	26	4 x 26	7332152 206898	7332152 206904	1132	15.25.31.8033
	9	S	60-85	26	4 x 26	7332152 206737	7332152 206744	876	15.25.31.3007
		M	75-105	26	4 x 26	7332152 206799	7332152 206805	1072	15.25.31.7009
		L	85-125	26	4 x 26	7332152 206850	7332152 206867	1162	15.25.31.8023
		XL	100-155	22	4 x 22	7332152 206911	7332152 206938	1494	15.25.31.8024
	10	S	60-85	22	4 x 22	7332152 206751	7332152 206768	1385	15.25.31.6002
		M	75-105	22	4 x 22	7332152 206812	7332152 206829	1574	15.25.31.7010
		L	85-125	22	4 x 22	7332152 206874	7332152 208007	1522	15.25.31.8025
		XL	100-155	20	4 x 20	7332152 206935	7332152 206942	1941	15.25.31.8026

Attends Flex zählen zur Komfortversorgung und sind gegen eine wirtschaftliche Aufzahlung erhältlich – siehe Übersicht auf den Seiten 4/5.

Für Bestellungen oder zur Beratung erreichen Sie uns als Privatperson unter:

 **06196/5089-522**

Produkt	Anwendung/Beschreibung	Inhalt Packung	Stückzahl Karton	GTIN		Preis pro Packung inkl. MwSt.
				Packung	Karton	
REINIGUNGS- UND PFLEGESCHAUM	Sanfte und gründliche Reinigung im Intimbereich, auch ohne Wasser	400 ml	12 x 400 ml	7332152 202791	7332152 202807	EUR 6,95
WASCHLOTION	Seifenfreie Waschlotion für den Körper, Anwendung ohne Wasser möglich	500 ml	12 x 500 ml	7332152 208083	7332152 208090	EUR 6,95
FEUCHTTÜCHER	Sanfte Reinigung zwischendurch ohne Wasser, praktisch auch für unterwegs	80	12 x 80	7332152 202876	7332152 207994	EUR 6,95
WASCH-HANDSCHUHE	Griffig und reißfest, zum Einmalgebrauch	50	20 x 50	7332152 202890	7332152 209394	EUR 6,95
WASCH- UND REINIGUNGSTÜCHER	Saugfähig und reißfest, in der Spenderbox in Vorratsgröße	150	4 x 150	7332152 204108	7332152 204115	EUR 13,95
BODY MILK	Pflegende Lotion für empfindliche Haut, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit.	500 ml	12 x 500 ml	7332152 208069	7332152 208076	EUR 6,95
HYDRO GEL	Durchblutungsfördernd und erfrischend, nicht auf Schleimhäute auftragen.	200 ml	12 x 200 ml	7332152 208045	7332152 208052	EUR 6,95
PFLEGECREME	Reichhaltige Creme zum Auftragen auf sehr trockene Haut	200 ml	12 x 200 ml	7332152 208021	7332152 208038	EUR 6,95
BARRIER SPRAY	Sprühbare Lotion, hilft die Haut zu schützen, zu beruhigen und zu heilen.	100 ml	6 x 100 ml	7332152 212257	7332152 212264	EUR 16,95



Diese Produkte können auf private Rechnung bestellt werden. Versandkostenanteil EUR 3,95 bei Warenwert unter EUR 40,-. Preisänderungen vorbehalten.

Für Bestellungen oder zur Beratung erreichen Sie uns als Privatperson unter:

 **06196/5089-522**

Wie wir Nachhaltigkeit leben.

Bei Attends übernehmen wir Verantwortung für den Einzelnen, für die Gesellschaft und für unsere Erde.



Unser Ziel ist es, Umweltbelastungen so weit wie möglich zu reduzieren und unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. Wir achten darauf schon beim Einkauf der Rohstoffe und gestalten unsere Produkte und deren Verpackung entsprechend. Auch bei der Produktion halten wir unseren ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich.



In unserem schwedischen Werk produzieren wir mit

100%

klimateutralen Strom aus Wasserkraft.

<5%



Dort haben wir die CO₂-Emissionen um

95%

reduziert.



Kompakte Produkte auf hoch befüllten Paletten nutzen den Laderaum effizient.



Unsere neuen Verpackungen enthalten mind.

30%

recyclten Kunststoff.



Für jeden das richtige Produkt zu verwenden ist auch gut für die Umwelt.



PEFC (Programme for the Endorsement of Forest certification) zertifiziert die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern. Attends Produkte mit diesem Logo enthalten nachhaltig gewonnenen Zellstoff.



Produktionsstätten werden als klimaneutral zertifiziert, wenn sie ihre CO₂-Emissionen berechnen, senken und restliche Emissionen kompensieren. Unser Werk im schwedischen Aneby ist als klimaneutrales Werk zertifiziert.



Das **Nordic Swan Umweltzeichen** steht seit mehr als 30 Jahren für hohe Glaubwürdigkeit und ist besonders in Skandinavien bekannt. Es zeichnet Produkte für geringste Umweltbelastungen innerhalb derselben Produktgruppe aus. Achten Sie auf das Logo auf vielen Attends Verpackungen.




**STANDARD
100**
SE 21-260
RISE

OEKO-TEX STANDARD 100 ist einer der weltweit bekanntesten Siegel für Textilien. Standard 100 bedeutet, dass sämtliche Bestandteile eines Produkts schadstoffgeprüft und für die menschliche Gesundheit unbedenklich sind. Achten Sie auf das Logo auf vielen Attends Verpackungen.


Tipps aus der Praxis

So verwenden Sie Attends Produkte richtig.




Passende Größe:

Für Inkontinenz-Hosen messen Sie den Bauch- bzw. Hüftumfang an der stärksten Stelle. Wählen Sie dann die passende Produktgröße S, M, L oder XL.




Gut angelegt:

Auffalten und in Längsrichtung zum Schiffchen formen – so richten sich die Auslaufbündchen auf und das Produkt schmiegt sich optimal an.



Perfekter Sitz:

Das Produkt sollte möglichst eng am Körper anliegen, besonders in den Leisten. Aber es darf auf keinen Fall einschneiden oder drücken.



Sicher trocken:

Einige Produkte haben auf der Außenseite einen Nässe-Indikator. Bei stark verschwommenem Längsstreifen ist der Wechsel fällig.



Richtig entsorgt:

Attends Produkte gehören in den Restmüll, nicht in die Toilette: zusammenrollen, in einer Tüte verschließen und ab in die Tonne.

Mit Attends sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung wissen wir, wie wichtig eine zuverlässige Inkontinenz-Versorgung in der häuslichen Pflege ist. Deshalb entwickeln wir Produkte, denen Sie vertrauen können.



Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der geeigneten Inkontinenz-Produkte aus unserem Sortiment. Wenden Sie sich an unsere Kundenberatung.

Wir sind gerne persönlich für Sie da.

Unser Beratungstelefon
für Privatpersonen:

 **06196/5089-522**

Mo bis Fr 7:30 bis 20:00 Uhr

 **beratung@attends.de**